

126 珠 生 发 帽 说 明 书

(本产品非医疗器材 ， 请勿从事医疗行为与急救，不得取代任何治疗)



灯珠数	126 颗
尺寸	44 * 18 CM
档位	绿/蓝/红 - 32/36/40+°C
灯珠波长	660nm + 850nm (加强单芯)
输入/输出	100-240V / 5V
功率	6/8/10 瓦
辐照度	80-120 mW / cm ²
材质	柔软复合海绵

配件及连接

高品质3C电源



工业级电源线（2米）



多功能生发帽



生发帽理疗原理和功能

红光对健康有益处，我们可以在日常的生活当中努力让自己接触更足量的红光，让它发挥到应有的生物学效应。但是对现在的许多生活在城市里面的人而言，能够接触到红光的机会并不多。所以红光帽就可以来弥补接触红光的不足。红光帽中的特殊波长（660/850nm）会通过一些特殊的机制来影响我们的细胞，影响组织和器官的新陈代谢与功能。根据现有的研究显示，红光 660nm 以及近红外光 850nm 可以带来多种对人体有益的生物学效应。人体代谢过程，生物合成过程都会受到影响。人缺少光照会导致细胞功能的下降以及疾病的产生。而红光和近红外光可以刺激细胞内线粒体里面的色素分子吸收光能，激发线粒体里面的电子传递链。促进 ATP 的产生以及释放，从而提高细胞里面的能量水平。660/850nm 红光大概包含六种核心效应：

- 1 - 促进 ATP 产生并且为细胞充能。
- 2 - 提高人体抗氧化机能。
- 3 - 帮助减轻炎症。
- 4 - 增强代谢并提高生物合成能力。
- 5 - 帮助调节人体免疫系统。
- 6 - 提高人体褪黑素的产生。

使用说明：正常使用蓝/绿档，部分耐受人群可以使用红色档，一天使用 1 至 2 次，每次时长 15-30 分钟为宜。使用时间较长，档位就相应调低。使用时间较短则可调高档位。